



ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO (ATE)				DESCRIÇÃO DO ÂMBITO ACREDITADO						Responsável Técnico [c]
ATE Nº Localização [a]	Edição Nº	Linha Nº	Âmbito (resumo)	Produto	Ensaio		Método		Categoria Locais [b]	
					Característica	Técnica	Doc. Normativo (norma ou Procedimento Interno)	versão e/ou data		
L0268-1 Oeiras	34	101	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas e Câmaras de Fluxo Laminar	Contagem de partículas	---	ISO 14644-1	2015	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	102	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas e Câmaras de Fluxo Laminar	Integridade do filtro / "Leak test"	---	ISO 14644-3	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	103	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas e Câmaras de Fluxo Laminar	Velocidade de ar	---	ISO 14644-3	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	104	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas e Câmaras de Fluxo Laminar	Caudal de ar	---	ISO 14644-3	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	105	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas e Câmaras de Fluxo Laminar	Visualização do fluxo / "Smoke test"	---	ISO 14644-3	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	106	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas e Câmaras de Fluxo Laminar	Recuperação	---	ISO 14644-3	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	107	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas	Pressão diferencial	---	ISO 14644-3	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	108	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas	Estanquidade	---	ISO 14644-3	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	109	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas	Temperatura	---	ISO 14644-3	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	110	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas	Humidade	---	ISO 14644-3	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	111	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas	Nível sonoro / Ruído	---	PO.M-DM/GAS 031	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	112	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas	Intensidade luminosa	---	PO.M-DM/GAS 031	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	113	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Salas Limpas	Renovações de ar	---	PO.M-DM/GAS 031	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	114	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Integridade do filtro / "Leak test"	---	NSF/ANSI 49	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	115	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Velocidade de ar	---	NSF/ANSI 49	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	116	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Visualização do fluxo / "Smoke test"	---	NSF/ANSI 49	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	117	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Nível sonoro / Ruído	---	NSF/ANSI 49	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	118	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Intensidade luminosa	---	NSF/ANSI 49	2019	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	119	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Integridade do filtro / "Leak test"	---	EN 12469	2000	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	120	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Visualização do fluxo / "Smoke test"	---	EN 12469	2000	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	121	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Velocidade de ar	---	EN 12469	2000	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	122	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Caudal de ar	---	EN 12469	2000	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	123	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Nível sonoro / Ruído	---	EN 12469	2000	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	124	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Segurança Biológica	Intensidade luminosa	---	EN 12469	2000	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	125	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Fluxo Laminar e Segurança Biológica	Integridade do filtro / "Leak test"	---	PO.M-DM/GAS 032	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	126	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Fluxo Laminar e Segurança Biológica	Velocidade de ar	---	PO.M-DM/GAS 032	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	127	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Fluxo Laminar e Segurança Biológica	Caudal de ar	---	PO.M-DM/GAS 032	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	128	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Fluxo Laminar e Segurança Biológica	Visualização do fluxo / "Smoke test"	---	PO.M-DM/GAS 032	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	129	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Fluxo Laminar e Segurança Biológica	Nível sonoro / Ruído	---	PO.M-DM/GAS 032	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	130	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Fluxo Laminar e Segurança Biológica	Intensidade luminosa	---	PO.M-DM/GAS 032	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	131	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Fluxo Laminar e Segurança Biológica	Contagem de partículas	---	PO.M-DM/GAS 032	Rev.01	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	132	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Câmaras de Fluxo Laminar e Segurança Biológica	Caudal de ar	---	EN 14175-4	2004	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	133	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Hottes Químicas	Velocidade de ar	---	EN 14175-4	2004	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	134	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Hottes Químicas	Caudal de ar	---	EN 14175-4	2004	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	135	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Hottes Químicas	Visualização do fluxo / "Smoke test"	---	EN 14175-4	2004	1	Gonçalo Gonçalves
L0268-1 Oeiras	34	136	Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático	Hottes Químicas	Nível sonoro / Ruído	---	EN 14175-4	2004	1	Gonçalo Gonçalves

NOTAS:

Legenda: "PO.M-DM/XXX": indica procedimento interno do Laboratório

[a] Morada das instalações permanentes abrangidas pelo ATE

Oeiras: Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33, Taguspark - Oeiras. 2740-120 Porto Salvo, Portugal

[b] Categorias de Locais onde os ensaios podem ser realizados

- 0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório
- 1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
- 2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

[c] Responsável pela aprovação técnica dos métodos incluídos na Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível

APROVAÇÃO / EMISSÃO:

Rosa Baptista

CONTACTOS LAB.:

Telefone: +351.214 229 046

E-mail: Labmetro@isq.pt

E-mail: Labmetro@isq.pt

Internet: www.isq.pt

Gestor(a) de Sistemas de Gestão